

## ESTECEM VON TOKUYAMA



### DER NEUE ÄSTHETISCHE KOMPOSITZEMENT – EIN UNIVERSELLER ALLESKÖNNER


ESTECEM ist ein dualhärtendes (licht- und/oder selbsthärtend), röntgenopakes, adhäsives Kunststoffzement-System mit hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich Handhabung, Ästhetik und Adhäsion, das sich für alle prothetischen Materialien eignet. ESTECEM als adhäsives System überzeugt gegenüber selbst-adhäsiven Zementen durch seine zuverlässige Haftkraft, da es nach Lichthärtung nahezu wasserunlöslich ist und so einen dauerhaft zuverlässigen Randschluss gewährleistet. Dank seines universellen Primers für wirklich alle Materialien (wie zum Beispiel Komposit, Keramik, Edelmetalle, Nicht-Edelmetalle, Zirkonia, CAD-CAM Materialien, Glasfaserstifte, Abutments) gelingt auf einfachste Weise ein zuverlässiger Haftverbund.

Die außergewöhnliche Haftkraft des UNIVERSAL PRIMERS basiert auf einer ausgefeilten Zusammenstellung von mehreren speziellen Haftvermittlern, die je nach Restaurationsmaterial reagieren. Dank dieses universellen Einsatzbereiches kann sogar für Glaskeramiken auf die sonst übliche Flusssäureätzung verzichtet werden. Auch Zwischenschritte, wie zum Beispiel das Silanisieren oder aber der Einsatz von Oxy-Blockern, sind nicht notwendig. Die Vielseitigkeit des UNIVERSAL PRIMERS macht das ESTECEM-System zu einem wahren ökonomischen Alleskönner.

ESTECEM wird in Deutschland von der Kaniedenta GmbH & Co KG (Herford) vertrieben.


### WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT DER ANWENDUNG VON ESTECEM?

- 58 % zufrieden
- 42 % sehr zufrieden
- 0 % weniger zufrieden
- 0 % unzufrieden




### WIE LASSEN SICH DIE EINZELNEN MATERIALIEN DOSIEREN?

- 53 % gut
- 47 % sehr gut
- 0 % weniger gut
- 0 % eher schlecht



### SIND DIE AUFTRETENDEN ÜBERSCHÜSSE NACH DEM EINSETZEN GUT ENTFERNBAR?

- 100% ja
- 0 % teilweise
- 0 % nein




### WIE EMPFINDEN SIE DIE KONSISTENZ UND DAS FLIESSVERHALTEN?

- 100% genau richtig
- 0 % zu dünn
- 0 % zu dick



### WAS HAT IHNEN AN ESTECEM BESONDERS GUT GEFALLEN?

- 43 % universeller Einsatz
- 19 % Überschussentfernung
- 14 % Haftung
- 10 % Anwendung
- 7 % Ästhetik
- 7 % Dosierung



### LIEBE LESER DES DENTAL BAROMETER,

an erster Stelle möchte ich Ihnen unseren herzlichen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme am Produkttest unseres neuen Komposit-Zementes ESTECEM aussprechen. Die große Resonanz zeigt uns aber auch, dass wir mit unserem Universalzement ESTECEM eine Marktlücke gefunden haben, denn im Gegensatz zu vielen anderen Zementen erfordert ESTECEM keine speziellen Vorbehandlungen für einzelne prothetische Restaurationsmaterialien. Der enthaltene UNIVERSAL PRIMER gewährleistet auf wirklich allen Materialien zuverlässige Haftung und dies nennt die Mehrheit der Tester auch als wichtigste Eigenschaft eines Zementes.

Aber nicht nur der universelle Einsatzbereich des ESTECEM traf auf Zustimmung bei den Testern. Überwältigende 100 Prozent zeigten sich zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der Anwendung und auch die Dosierbarkeit der einzelnen Materialien fuhr das gleiche Traumergebnis ein. Und damit nicht genug: Die Entfernung der Überschüsse sowie die Konsistenz des Zementes überzeugten ebenso restlos alle Tester.

Wenn dieses Traumergebnis neugierig gemacht haben sollte: Besuchen Sie uns doch auf einer der Fachdentals und überzeugen Sie sich selbst!



**Markus Leson**  
Sales Manager, Tokuyama  
Dental Deutschland GmbH